


El portafolio para heridas complejas y crónicas



Portafolio Cutimed®

LIMPIEZA Y DESRIDAMIENTO

Cutimed® DebriClean
Cutimed® Gel

MANEJO DE EXUDADO

Cutimed® Siltec®
Cutimed® Sorbion®
Cutimed® Gelling Fiber
Cutimed® Cavity
Cutimed® Hydro L/B
Cutimed® Alginate

MANEJO DE INFECCIÓN

Cutimed® Sorbact®

CUIDADO DEL TEJIDO

Cutimed® Epiona®
Cutimed® HydroControl

MANEJO DE INFECCIÓN Y EXUDADO

Cutimed® Siltec® Sorbact®
Cutimed® Sorbion® Sorbact®
Cutimed® Sorbact® Hydroactive

COMPLEMENTOS

Cutimed® Cuticell®
Cutimed® Cuticell® Classic
Cutimed® Cuticell® Contact
Cutimed® Sorbion® Plus
Cutimed® Off-loader Select

Cutimed® Siltec®

Apósito hidrocelular de poliuretano con silicona

Prevención
de lesiones
en piel

Indicaciones:

- Protección de heridas agudas o crónicas con exudado moderado a abundante
- Para prevenir lesiones por presión

Características y beneficios:

- Buena flexibilidad y adaptabilidad
- Mantiene el ambiente húmedo de la herida
- Absorción vertical
- Retiro atraumático
- Nivel visible de saturación del apósito
- Fácil aplicación



Cutimed Siltec:

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

15 cm x 15 cm

20 cm x 20 cm



Cutimed Siltec Plus:

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm



Cutimed Siltec B:

7,5 cm x 7,5 cm

12,5 cm x 12,5 cm

15 cm x 15 cm

17,5 cm x 17,5 cm



Cutimed Siltec Sacrum:

17,5 cm x 17,5 cm

23 cm x 23 cm



Cutimed Siltec Heel 3D:

16 cm x 24 cm

Cutimed® Sorbion®

Apósito súper absorbente con respuesta a la hidratación

Manejo de
exudado

Indicaciones:

- Para heridas altamente exudativas
- Heridas agudas y crónicas
- Úlceras de etiología mixta (diabética, venosa, arteriales y LPP)
- Dehiscencia abdominal
- Zonas donantes de injertos de piel de espesor parcial
- Carcinomas ulcerados

Características y beneficios:

- Capacidad máxima de absorción de líquidos con alta capacidad de retención
- Absorción vertical, segura y rápida
- Reduce el riesgo de maceración



Cutimed Sorbion
Sachet S:

10 cm x 10 cm

Cutimed Sorbion
Sachet Extra:

20 cm x 10 cm

30 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

Cutimed Sorbion
Sachet XL:

25 cm x 45 cm

Cutimed® Hydro B y L

Apósitos estériles de hidrocoloide

Manejo de
exudado

Indicaciones:

- Protección de heridas con exudado escaso o casi nulo

Características y beneficios:

- El material interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave
- Apósito oclusivo
- Mantiene el ambiente húmedo de la herida favoreciendo el proceso de cicatrización
- Reduce el riesgo de maceración de la piel perilesional y el tejido de granulación
- Favorece el desbridamiento autolítico
- Fácil aplicación y retiro atraumático



Cutimed Hydro B:

10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm



Cutimed Hydro L:

10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm

Cutimed® Cavity

Apósito hidrocelular de poliuretano

Heridas
Cavidades

Indicaciones:

- Para heridas cavitadas
- Para heridas con moderado a alto nivel de exudado
- Úlceras por presión
- Heridas luego de una excisión de fístulas y absesos
- Heridas dehiscentes

Características y beneficios:

- Mantiene la humedad necesaria para la granulación y epitelización
- Absorbe 5 veces su peso
- Optimiza cicatrización
- Retiro atraumático
- No se deshace ni descompone
- Fácil aplicación



Cutimed Cavity:

5 cm x 6 cm

10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm

Cutimed® Sorbact®

Apósito antimicrobiano hidrófobo DACC

Manejo de
infección

Indicaciones:

- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos
- Heridas contaminadas, colonizadas, infectadas o con sospecha de biofilm
- Heridas con exudado moderado a intenso
- Heridas profundas o cavitadas

Características y beneficios:

- No produce citotoxicidad
- Para el tratamiento eficaz y seguro de heridas infectadas con un modo de acción puramente físico
- No causa resistencia antimicrobiana (RAM)
- No promueve la liberación de endotoxinas bacterianas



Cutimed Sorbact
Apósito:

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

Cutimed Sorbact
Venda:

5 cm x 200 cm

Cutimed Sorbact
Malla:

7 cm x 9 cm

Cutimed® Sorbact® Gel

Manejo de
infección

Apósito estéril antimicrobiano hidrófobo con hidrogel

Indicaciones:

- Heridas de todo tipo con tejido necrótico seco o mixto
- Heridas secas o parcialmente necróticas
- Heridas superficiales poco profundas
- Heridas contaminadas, colonizadas, infectadas o con sospecha de biofilm

Características y beneficios:

- Apósito impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoilo
- Permite un ambiente húmedo para la herida facilitando el desbridamiento autolítico y reduciendo la carga bacteriana
- No produce efectos secundarios
- No produce citotoxicidad
- Se adhiere a bacterias y hongos, lo que facilita el proceso de curación y previene infecciones
- No causa resistencia antimicrobiana (RAM)



Cutimed Sorbact Gel:

7,5 cm x 7,5 cm

7,5 cm x 15 cm

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Apósito superabsorbente con antimicrobiano hidrófobo DACC

Manejo de
infección y
exudado

Indicaciones:

- Para heridas altamente exudativas

Características y beneficios:

- Cutimed® Sorbion® Sorbact® apoyado en la tecnología Sorbact® usa un mecanismo de atracción de bacterias puramente físico que actúa de manera segura e irreversible, las deja inactivas, y evita la liberación y replicación de toxinas.
- La tecnología Sorbact® es un excelente reemplazo de los apósitos con plata, ya que no presenta liberación de agentes químicos activos, eliminando el riesgo de resistencia a los antimicrobianos.



Cutimed Sorbion Sorbact:

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

Apósito de hidropolímero con malla de acetato antimicrobiano
hidrófobo con bordes adhesivos

Manejo de
infección y
exudado

Características y beneficios:

- Trata las infecciones y estimula el desbridamiento autolítico de fibrina y tejido esfacelado
- Núcleo de hidrogel absorbente para manejo de heridas con exudado bajo a moderado
- Para el manejo del biofilm
- Incluye borde adhesivo



Cutimed Sorbact Hydroactive B:

7 cm x 8,5 cm

14 cm x 14 cm

14 cm x 24 cm

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Espuma hidrocélular de poliuretano con silicona y antimicrobiano hidrófobo DACC

Manejo de
infección y
exudado

Indicaciones:

- Para el tratamiento de lesiones por presión
- Para heridas sucias, contaminadas e infectadas

Características y beneficios:

- Flexibilidad y facilidad de corte
- Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo incluso en la más contorneada



Cutimed Siltec Sorbact:

7,5 cm x 7,5 cm

12,5 cm x 12,5 cm

17,5 cm x 17,5 cm

Cuticell®

Gasa impregnada con ungüento Eucerit

Epitelizar

Indicaciones:

- Quemaduras de primer y segundo grado
- Cicatrización por 2da y 3ra intención
- Cortes, abrasiones y laceraciones
- Zonas donantes y receptoras
- Quemaduras por radiación

Características y beneficios:

- Promueve la cicatrización
- Permite al exudado drenar fácilmente hacia un apósito secundario



Cuticell:

7,5 cm x 7,5 cm

7,5 cm x 20 cm

Cuticell® Contact®

Lámina de contacto de silicona


Epitelizar

Indicaciones:

- Heridas agudas o crónicas
- Úlceras en las piernas
- Lesiones por presión
- Incisiones quirúrgicas
- Formaciones de ampollas

Características y beneficios:

- Diseñado para adherirse a la piel circundante
- Permite el paso del exudado
- Facilita el cambio de un apósito secundario y su retiro es indoloro
Puede ser utilizado como capa de contacto primario en combinación con la terapia de presión negativa (TPN)
- Flexible y adaptable a los contornos del cuerpo



Cutimed Contact:

10 cm x 18 cm

5 cm x 7,5 cm

7,5 cm x 10 cm

Cutimed® Gel

Hidrogel de Carbomer 940, glicerina y agua destilada

Desbrida-
miento
autolítico

Indicaciones:

- Para disolver tejido necrótico o esfacelado por desbridamiento autolítico
- Uso en heridas secas

Características y beneficios:

- Efecto hidratante
- Estéril y resistente al agua
- Se mantiene en su lugar hasta estar cubierto por un apósito secundario



Cutimed Gel:

15 gr

25 gr